

INOSD Seris Disintegrasyon Cihazları

INOSD Serisi Akıllı Disintegrasyon Cihazlarının kullanımı kolaydır ve kompakt bir tasarıma sahiptir ve gelişmiş IC tasarımının kullanılmasıyla gelişmiş performans sunar. Akıllı kontrol sistemiyle alarmı kontrol eder ve gerekli zamana kadar zamanlama özelliği ile çalışmasını sağlar ve işlem sonunda bir uyarı sinyali verir.



Teknik Özellikler;

Model	INOSD-I	INOSD-II
Hazne Kapasitesi	Tek	Çift
Sıcaklık Kontrollü Tanklar	35°C ±1°C	
Gondol Lift Frekansı	30-32 atım/dk	
Güç Kaynağı	220V 50Hz	
Güç Gereksinimi	500W	

INOTF Serisi Tablet Friabilite Test Cihazları



Mikroişlemci tarafından kontrol edilen Friabilite Test Cihazları, belirli bir zaman aralığının veya ayarlanan sayı/tur sayısının programlanmasına izin verir.

Ekran, seçilen yöntemle göre geçen süreyi veya döngü sayısını gösterir.

Program ayrıca daha fazla hesaplama için ağırlıkların girilmesine izin verir.

INOTF Serisi Tablet Friabilite Test Cihazları, bir kontrol merkezi, şanzıman, çark parçaları ve diğer bileşenlerden ve merkezi bir kontrol ünitesinden oluşan tek çipli bir mikro bilgisayar kullanılarak hassas ve güvenilir çalışma sunar.

INOTF Serisi, yüksek derecede otomasyon, kontrol ilerlemesi, yüksek hassasiyet, kolay kullanım ve güvenilir çalışma sağlar

Teknik Özellikler;

Model	INOTFA	INOTFF
Silindir İç Boyutları	39mm Çap, 386mm Derinlik	
Düşme Yüksekliği	156mm	
Hız Doğruluğu	±0.1 rpm	
Hız Aralığı	0 - 300 (Ayarlanabilir)	Sabit Tip
Zamanlama Aralığı	9999dk (Ayarlanabilir)	Sabit Tip
Çalışma Süresi	100 rpm 4dk 25r/dk	
Boyutlar	360x300x340mm	