

INODO Serisi LCD Homotermal İnkübatörler

INODO Serisi İnkübatörler, sterilizasyon ve inkübasyon amaçlı mikrobiyoloji, bitki ve gıda gibi ihtiyaç görülen laboratuarlarda, mikrop üretme, kurutma vb. işlemlerde ihtiyacınız olan sistemdir.

Özellikler;

Kolay kullanıma sahip LCD Ekran ile Menü Arayüzünü gözlemlemek ve işlemek mümkündür.

İçerisinde yer alan bölme rafları istenilen aralıkta ayarlanabilir ve Cilalı Paslanmaz Çelik hazne rahat ve kolayca temizlenebilir.

İç haznenin sıcaklık dengesini sağlamak için hava döngü sistemi ile donatılmıştır.

Sıcaklık doğruluğunu kontrol eden, Dim PID Kontrolör.

Numunelere zarar vermemek için fan hızının otomatik kontrolörü.

Problemleri kolay tanımlamak için oto kontrolör.

Sahip olduğu hassas ısı alarmı ile güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlar.

Programlanabilir kontrol ünitesi, otomatik olarak kontrolü ve çalışmasını gerçekleştirmek için karmaşık deney sürecini basitleştirebilir. (Opsiyonel)

RS485 konektörü, parametreleri ve sıcaklık değişimlerini bilgisayar veya yazıcı ortamında kaydetme imkanı sunar. (Opsiyonel)

Bağımsız sıcaklık sınırlayıcı alarm sistemi ve Acousto-Optik alarm, deneylerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. (Opsiyonel)



Teknik Özellikler ;

Model	INODO-9016	INODO-9035	INODO-9050	INODO-9080	INODO-9160	INODO-9270
Kapasite (L)	16	35	50	80	160	270
Raf Sayısı	2					
Zamanlama aralığı	1 - 9999dk					
Sıcaklık Doğruluğu / İstikrarı	0.1°C / ±0.2°C					
Sıcaklık Aralığı (OS'da)	OS 10°C - 200°C					
Ortam Sıcaklığı	5°C - 65°C	5°C - 65°C	5°C - 65°C 5°C - 80°C	5°C - 65°C 5°C - 80°C	5°C - 65°C 5°C - 80°C	5°C - 65°C 5°C - 80°C
Güç Kaynağı	AC220V 50Hz					
Güç Gereksinimi (W)	180	200	250	350	550	700
İç Boyutlar (mm)	250x260x250	340x320x320	415x360x355	500x400x400	500x500x650	600x600x750
Dış Boyutlar (mm)	530x480x420	620x490x490	690x500x500	780x530x560	790x630x810	890x740x910
Ağırlık (Kg)	65	65	50	65	65	90
İç Hazne Materyali	Paslanmaz Çelik					