

INOCI Serisi Soğutmalı İnkübatörler

CE



INOCI Serisi Soğutma inkübatörü, Bilimsel araştırma enstitüsü, kolej ve üretim deparmanlarında uygulanan, hijyen, salgın karşıtı, farmasötik testler, iş ürünleri ve su ürünleri vb. gibi çevre koruma hizmeti sunar.

INOCI, su kütlesi analizi, BOİ testi, bakteri yetiştiriciliği ve depolanması, küfler ve mikroorganizmalar, bitki yetiştiriciliği ve tohum üretimi test analizleri için gerekli sabit sıcaklık ortamı sunan özel bir ekipmanıdır.

Özellikler;

- 1.Hazne içerisinde bulunan raflar istenilen aralıklarda ayarlanabilir.
- 2.Cıvalı paslanmaz çelik bir hazneye sahiptir. Bakım ve temizliği kolaydır.
- 3.Mikroişlemci sıcaklık kontrolörü hassas ve güvenilir kontrol sağlar.
- 4.Sirkülasyon fanı, deney yapma sürecinde çok hızlı olması nedeniyle numunenin buharlaşmasını önlemek adına otomatik kontrol sağlar.
- 5.Bağımsız sıcaklık limit alarm sistemi, numunelerin güvenli bir ortamda muhafaza edilmesini ve çalışmasını sağlar.
- 6.RS485 konektörü, parametreleri ve sıcaklık değişimlerini bilgisayar veya yazıcı ortamında kaydetme imkanı sunar. (Opsiyonel)
- 7.İthal kompresör, uzun süreli devamlı çalışma sağlar.
- 8.Çevre dostu donma ortamı (R134a), yüksek verim, düşük enerji tüketimi. (Bu özellik "F" ile belirtilen modellerde mevcuttur.)



Teknik Özellikler ;

Model	INOCI-70 INOCI-70F	INOCI-150 INOCI-150F	INOCI-250 INOCI-250F	INOCI-500F	INOCI-800F	INOCI-1000F
Kapasite (L)	70	150	250	500	800	1000
Raf Sayısı	2	3	3	3	3	Yok
Zamanlama Aralığı	1 - 9999dk					
Sıcaklık Aralığı (OS'da)	0 - 60°C					
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1°C					
Sıcaklık İstikrarı	Yüksek Sıcaklıkta: ±0.5°C Düşük Sıcaklıkta: ±1.0°C					
Ortam Sıcaklığı	OS +5 - 30°C					
Güç Kaynağı	AC220 50Hz					
Güç Gereksinimi (W)	350	450	650	1500	1800	2000
İç Boyutlar (mm)	400x350x500	500x370x800	520x460x1050	700x600x1200	900x600x1400	900x700x1600
Dış Boyutlar (mm)	530x560x1080	600x575x1325	620x690x1590	1000x900x2000	1200x1100x2200	1400x1300x2400
Ağırlık	65	65	65	120	150	180
			80			