

INOCI Serisi Soğutmalı İnkübatörler (LCD ve UV Lambalı)



INOCI Serisi Soğutma inkübatörü, Bilimsel araştırma enstitüsü, kolej ve üretim deparmanlarında uygulanan, hijyen, salgın karşıtı, farmasötik testler, iş ürünleri ve su ürünleri vb. gibi çevre koruma hizmeti sunar.

INOCI, su kütlesi analizi, BOİ testi, bakteri yetiştiriciliği ve depolanması, küfler ve mikroorganizmalar, bitki yetiştiriciliği ve tohum üretimi test analizleri için gerekli sabit sıcaklık ortamı sunan özel bir ekipmandır

Özellikler;

- 1.Hazne içerisinde bulunan raflar istenilen aralıklarda ayarlanabilir.
- 2.Cilalı paslanmaz çelik bir hazneye sahiptir. Bakım ve temizliği kolaydır.
- 3.Mikroişlemci sıcaklık kontrolörü hassas ve güvenilir kontrol sağlar.
- 4.Sirkülasyon fanı, deney yapma sürecinde çok hızlı olması nedeniyle numunenin buharlaşmasını önlemek adına otomatik kontrol sağlar.
- 5.Bağımsız sıcaklık limit alarm sistemi, numunelerin güvenli bir ortamda muhafaza edilmesini ve çalışmasını sağlar.
- 6.RS485 konektörü, parametreleri ve sıcaklık değişimlerini bilgisayar veya yazıcı ortamında kaydetme imkanı sunar. (Opsiyonel)
- 7.İthal kompresör, uzun süreli devamlı çalışma sağlar.
- 8.Çevre dostu donma ortamı (R134a), yüksek verim, düşük enerji tüketimi. (Bu özellik "F" ile belirtilen modellerde mevcuttur.)



Teknik Özellikler ;

Model	INOCI-70 (LCD) INOCI-70F (LCD)	INOCI-150 (LCD) INOCI-150F (LCD)	INOCI-250 (LCD) INOCI-250F (LCD)	INOCI-150 II (LCD) INOCI-250 II (LCD)
Kapasite (Brüt)(L)	70	150	250	150 250
Raf Sayısı	2	3	3	3
Zamanlama Aralığı	1 - 9999dk			
Sıcaklık Aralığı (OS'da)	0 - 60°C	0 - 60°C	0 - 60°C	Nem ile 15-45°C Nemsiz 10-45°C
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1°C			
Sıcaklık İstikrarı	Yüksek Sıcaklıkta: ±0.5°C Düşük Sıcaklıkta: ±1.0°C			
Nem Aralığı	Yok	Yok	60 - 85%RH	Yok
Nem Sapması	Yok	Yok	±5 - 8%RH	Yok
Ortam Sıcaklığı	RT +5 - 30°C			
Güç Kaynağı	AC220 50Hz			
Güç Gereksinimi (W)	350	450	650	680 850
İç Boyutlar (mm)	400x350x500	500x370x780	520x460x1050	500x370x800 600x600x830
Dış Boyutlar (mm)	530x560x1080	600x575x1325	620x690x1590	600x575x1325 740x705x1580