

INOCI Serisi Süper Soğutmalı İnkübatörler

CE



INOCI Serisi Süper Soğutmalı İnkübatörler, Kültür ortamı, serum, ilaç, mikroorganizma eğitimi, çevre testleri ve benzeri numuneleri korumak ve muhafaza etmek amacıyla üretilmiş laboratuvar ekipmanıdır.

Özellikler;

1. Hazne içerisinde bulunan raflar istenilen aralıklarda ayarlanabilir.
2. Cilalı paslanmaz çelik bir hazneye sahiptir. Bakım ve temizliği kolaydır.
3. PID Kontrol cihazı ile donatılmıştır.
4. İthal kompresör, uzun süreli devamlı çalışma sağlar.
5. Bağımsız sıcaklık limit alarm sistemi, numunelerin güvenli bir ortamda muhafaza edilmesini ve çalışmasını sağlar.
6. Haznenin sol tarafında, kolay test işlemi ve sıcaklık ölçümü için 25mm'lik bir talimat bağlantı deliği mevcuttur.
7. RS485 konektörü, parametreleri ve sıcaklık değişimlerini bilgisayar veya yazıcı ortamında kaydetme imkanı sunar. (Opsiyonel)



Teknik Özellikler ;

Model	INOCI-100CL INOCI-100CM INOCI-100CH	INOCI-150CL INOCI-150CM INOCI-150CH	INOCI-250CL INOCI-250CM INOCI-250CH
Kapasite (Brüt)(L)	100	150	250
Raf Sayısı	3	3	3
Zamanlama Aralığı	1 - 9999dk		
Sıcaklık Aralığı (OS'da)	CL Serisi için OS -10°C - 65°C CM Serisi için OS -20°C - 65°C CH Serisi için OS -40°C - 65°C		
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1°C		
Sıcaklık İstikrarı	Yüksek Sıcaklıkta: ±0.5°C Düşük Sıcaklıkta: ±1.0°C		
Ortam Sıcaklığı	OS 5 - 35°C		
Güç Kaynağı	AC220V 50Hz		
Güç Gereksinimi (W)	1000	1150	1300
İç Boyutlar (mm)	500x400x600	550x400x680	600x500x830
Dış Boyutlar (mm)	600x570x1300	600x570x1300	640x670x1550
Ağırlık (kg)	65	65	80