

INOTNDI Serisi Termal Nem-Duyarlı Inkübatörler

INOTNDI Termal Nem Duyarlı Inkübatör, genel olarak çevre koruma, sağlık ve salgın önleme, ilaç, tekstil, gıda işleme, sterilité testi, stabilite, endüstriyel ürünlerin kontrolü ve performans, hammadde, ürün ambalajı, ürün ömrü testleri gibi uygulamalarda kullanım görmektedir.

Özellikler;

1. CFR içermeyen çevre dostu soğutucu hava akışı.
2. Kolay temizlenebilir parlak paslanmaz çelik iç hazne.
3. Ayarlanabilir raf sistemi.
4. Sıcaklık ve nem için hassas ve güvelinir kontrol sağlayan mikro işlemci kontrolör.
5. Uzun ömürlü ithal kompresör ve nem sensörü.
6. Çalışma değerlerini kaydedebilir dahili yazıcı. (Opsiyonel)
7. Parametreleri ve sıcaklık değişimlerinin bilgisayar veya yazı ortamına paylaşımını sağlayan RS485 konektörü. (Sadece IN-OTNDI-150SC/250SC modelleri için opsiyonel)



Teknik Özellikler;

Model	Sabit Sıcaklık & Nem Odası (Profesyonel)			Sabit Sıcaklık & Nem Odası (Ekonomik)	
	INOTNDI-80HC	INOTNDI-150HC	INOTNDI-250HC	INOTNDI-150SC	INOTNDI-250SC
Kapasite (L)	80	150	250	150	250
Raf Sayısı	2	3	3	3	3
Nem Oranı	I: 40 - 85%RH II: 40 - 95%RH	I: 40 - 85%RH II: 40 - 95%RH	I: 40 - 85%RH II: 40 - 95%RH	60 - 85%RH	60 - 85%RH
Nem Doğruluğu	±3%RH	±3%RH	±3%RH	±5 - 8%RH	±5 - 8%RH
Sıcaklık Aralığı	I: 5 - 60°C	I: 5 - 60°C	I: 5 - 60°C	Nem ile: 15 - 45°C Nem olmadan: 10 - 45°C	
Sıcaklık İstikrarı	Yüksek Sıcaklıkta:	±0.5°C	±0.5°C	±1°C	±1°C
	Düşük Sıcaklıkta:	±1°C	±1°C	±2°C	±2°C
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1°C				
Ortam Sıcaklığı	5 - 35°C				
Güç Kaynağı	AC220V 50Hz				
Güç Gereksinimi (W)	1700	1900	2200	680	850
İç Boyutlar (GxDxY)(mm)	400x400x500	550x400x680	600x500x830	500x370x800	600x500x830
Dış Boyutlar (GxDxY)(mm)	550x790x1080	700x800x1430	750x900x1580	600x575x1325	750x900x1580