

INOD Serisi Yatay ve Dikey Fırınlar / Etüvler

INOD Serisi Etüvler, modern sayısal kontrol ve lazer ekipmanları ile geliştirilmiştir.

INOD Serisi Etüvler, Üniversitelerde, Endüstriyel İşletmelerde, Gıda ve Özellikle Mikrobiyoloji laboratuvarlarında ve vb. alanlarda, belirli sıcaklıklarda mikrop üretme, sterilize etme, ısıtma, pişirme veya kurutma amaçlı kullanılan bir laboratuvar ekipmanıdır.

CE

Özellikler;

1. Hazne, soğuk haddelenmiş cilalı paslanmaz çelik levhadan üretilmiştir.
2. Bağımsız sıcaklık sınırlayıcı alarm sistemi, dijital ekran, mikrobilgisayar zamanlayıcı ve doğru ve güvenilir sıcaklık kontrol fonksiyonuna sahip PID sıcaklık kontrolörü ekipmanlarına sahiptir.
3. Isıtılmış hava sirkülasyon sistemi, yüksek sıcaklıkta sürekli çalışan bir fanndan oluşur. Çalışma odası bütünlüğünde uygun hava bacaları.
4. Yeni tip uzun ömürlü ve kolay değiştirilebilir silikon sızdırmazlık şeridine sahiptir.
5. Sıcaklık kontrolü, kontrol paneli üzerindeki giriş hava kontrol vanası ile ayarlanabilir.
6. Bağımsız sıcaklık sınırlayıcı alarm sistemi, deneylerin güvenli çalışmasını sağlar.
7. İsteğe bağlı RS485 konektörü, parametreleri ve sıcaklık değişimlerini bilgisayar veya yazıcı ortamında kaydetme imkanı sunar.



Teknik Özellikler;

Model	Kapasite (L)	Raf Sayısı	Zaman Aralığı	Sıcaklık Aralığı (OS'da)	Görüntüleme Doğruluğu	Ağırlık (Kg)	Güç Kaynağı	İç (mm) Boyutlar	Dış (mm) Boyutlar
INOD-9016Y	16	2		10°C-300°C		35	220V 50Hz	250x260x250	530x410x390
INOD-9030Y	30	2		10°C-250°C		40	220V 50Hz	340x320x320	630x510x490
INOD-9050Y	50	2		10°C-300°C		70	220V 50Hz	420x395x350	710x560x530
INOD-9080Y	80	2		10°C-250°C		90	220V 50Hz	450x400x450	740x570x620
INOD-9136Y	136	2	1-9999 dk	10°C-300°C	1°C / ±1°C	80	220V 50Hz	550x450x550	840x670x720
INOD-9220Y	220	2		10°C-250°C		90	220V 50Hz	600x500x750	940x780x830
INOD-9420D	420	3		10°C-300°C		120	380V 50Hz	640x585x1355	940x780x1450
INOD-9620D	620	4		10°C-250°C		125	380V 50Hz	840x600x1355	940x780x1500
INOD-1000D	1000	4		10°C-300°C		135	380V 50Hz	1000x600x1600	1100x700x1700