

INOD Serisi Yüksek Isılı Etüvler

INOD Serisi Etüvler, modern sayısal kontrol ve lazer ekipmanları ile geliştirilmiştir. INOD Serisi Etüvler, Üniversitelerde, Endüstriyel İşletmelerde, Gıda ve Özellikle Mikrobiyoloji laboratuvarlarında ve vb. alanlarda, belirli sıcaklıklarda mikrop üretme, sterilize etme, ısıtma, pişirme veya kurutma amaçlı kullanılan bir laboratuvar ekipmanıdır.

Özellikler;

1. Hazne, soğuk haddelenmiş cilalı paslanmaz çelik levhadan üretilmiştir.
2. Bağımsız sıcaklık sınırlayıcı alarm sistemi, dijital ekran, mikrobilgisayar zamanlayıcı ve doğru ve güvenilir sıcaklık kontrol fonksiyonuna sahip PID sıcaklık kontrolörü ekipmanlarına sahiptir.
3. Isıtılmış hava sirkülasyon sistemi, yüksek sıcaklıkta sürekli çalışan bir fandan oluşur. Çalışma odası bütünlüğünde uygun hava bacaları.
4. Yeni tip uzun ömürlü ve kolay değiştirilebilir silikon sızdırmazlık şeridine sahiptir.
5. Sıcaklık kontrolü, kontrol paneli üzerindeki giriş hava kontrol vanası ile ayarlanabilir.
6. Bağımsız sıcaklık sınırlayıcı alarm sistemi, deneylerin güvenli çalışmasını sağlar.
7. İsteğe bağlı RS485 konektörü, parametreleri ve sıcaklık değişimlerini bilgisayar veya yazıcı ortamında kaydetme imkanı sunar.



CE

Teknik Özellikler;

Model	INOD-50AH	INOD-100AH	INOD-250AH
Kapasite (L)	50	100	250
Raf Sayısı	2		
Zamanlama Aralığı	1 - 9999dk		
Sıcaklık Aralığı (OS'da)	100°C - 400°C		
Sıcaklık Çözünürlüğü / Dalgalanması	0.1°C / %2°C		
Ortam Sıcaklığı	OS 5°C - 40°C		
Güç Kaynağı	AC220V 50Hz		
Güç Gereksinimi (W)	2500	3000	3500
İç Boyutlar (mm)	350x350x400	450x450x450	600x600x600
Dış Boyutlar (mm)	630x510x490	740x570x620	940x780x830
Ağırlık (kg)	40	90	90