

IHA-T30 Oto Hematoloji Analiz Cihazı



CE

Özellikler;

1. Verim: 60T/ H.
2. 8 inç Dokunmatik Ekran
3. 20 parametre + 3 histogram.
4. 3 sayma modu.
5. 100.000 örnek sonuç.
6. Destek LIS ve harici yazıcı.

Teknik Özellikler;

Model	IHA-T30
Verim	60 Test/saat
Ölçüm Prensipleri	Hücre sayma empedansı HGB için siyanür içermeyen yöntem
Diyafram Çapı	WBC odası: 100µm, RBC/PLT odası:70µm
Parametreler	WBC, Neu#, Lym#, Mid#, Neu%, Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW, CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR
Histogramlar	3 histogram (WBC, RBC, PLT histogramları dahil)
Örnek Hacmi	Normal: 10ul; Önceden seyreltilmiş: 20ul
Kalibrasyon	Manuel & Oto Kalibrasyon
Sayma Modları	Venous, capillary, prediluted
Yazıcı	Dahili termal yazıcı, harici yazıcıya USB (isteğe bağlı)
Veri Girişi	8 inç dokunmatik ekran, klavye, fare
Veri Çıkışı	RS232 portu, USB portu, VGA portu. LIS sistemi mevcut
Depolama	Histogram ile 100.000 sonuç
Güç Kaynağı	AC220V ±10%, 50/60Hz, AC110V ±10%, 60Hz
Ambalaj Boyutu	580x470x590mm (GxDxY)
Reaktif Ambalaj Boyutu	450x410x310mm (GxDxY)
Brüt Ağırlık	27 Kg
Reaktif Brüt Ağırlık	23 Kg

Taşıma Oranı	Parametre	WBC	RBC	HGB	PLT	
	CV	≤2%	≤1%	≤2%	≤2%	
Arkaplan	Parametre	WBC	RBC	HGB	HCT	PLT
	Arkaplan	≤0.2x10 ⁹ /L	≤0.02x10 ¹² /L	≤1g/L	≤0.5%	≤10x10 ⁹ /L
Hassasiyet	Parametre	WBC	RBC	HGB	MCV	PLT
	CV	≤2.0%	≤1.9%	≤1.9%	≤0.4%	≤4.0%
	Ölçüm Aralığı	(4.0-15.0x10 ⁹)/L	(3.5-6.0x10 ¹²)/L	(110.0-180.0g)/L	(80.0-110.0)/L	(100.0-500.0x10 ⁹)/L
Doğrusallık	Parametre	WBC	RBC	HGB	PLT	
	Ölçüm Aralığı	(0-5.9x10 ⁹)/L	(0-0.99x10 ¹²)/L	(0-99.0g)/L	(0-99x10 ⁹)/L	
		(6.0-99.9x10 ⁹)/L	(1.0-9.99x10 ¹²)/L	(100.0-30.0g)/L	(100-99x10 ⁹)/L	
	CV	(±0.3x10 ⁹)/L ±5%	(±0.05x10 ¹²)/L ±5%	(±2.0g)/L ±2%	(±8.0x10 ⁹)/L ±10%	