

INOMINO-15K Yüksek Hız Mikro Santrifüj

INOMINO-15K, en yüksek hızın 14.500 RPM'ye ulaştığı pratik, kompakt ve güvenilir bir laboratuvar asistanıdır.

Bu yüksek hızlı santrifüj, mikro santrifüj tüplerinin santrifüjlenmesi için tasarlanmıştır.

Kullanıcı dostu tasarım, basit ve kompakt görünüm, düşük gürültülü tasarım, sizin için sessiz ve konforlu bir deney ortamı oluşturur.

Genellikle, yaşam bilimi, tıbbi ve kimyasal laboratuvarlarında kullanım görmektedir.

Hassas ve verimli hız kontrolü, yalnızca 15 saniyede en yüksek hıza ulaşmasını ve bu hızdan durmasını sağlamaktadır.



Özellikler;

1. Mükemmel derecede sesiz operasyon.
2. Takip etmesi kolay LCD ekran.
3. Kapasite: 12 x 1.5/2.0ml tüpler.
4. Bağımsız dönüş sağlayan kısa santrifüj tuşu.
5. Düşük numune ısıtma (30dk'dan sonra sadece 12°C, maks. hızda)
6. Otoklavlanabilir rotor (121°C, 20min.)
7. İsteğe göre ayarlanabilir RMP/RCF.
8. Eloksallı alüminyumdan yapılmış standart rotor içerir.
9. 99dk'ya kadar ayarlanabilir zamanlayıcı.
10. Ünitenin küçük boyutu, tezgah üstü kullanım için veya soğuk ortamlarda kullanışlıdır.

Teknik Özellikler;

Model	INOMINO-15K
Maks. Hız	14,500 RPM
Maks. RCF	14,000 xg
Maks. Kapasite	12 x 1.5/2.0 ml
Zamanlama Aralığı	20s-99min
Maks. Hıza Ulaşma Süresi	15sec.
Maks. Hızdan Durma Süresi	15sec.
Ortam Sıcaklığı	5°C-35°C
Güç Kaynağı	100W 200/240V 50/60Hz
Boyutlar (DxGxY)	280x245x170
Ağırlık	4,8 Kg