

INOMINO-24K Yüksek Hız Mikro Santrifüj



INOMINO-24K, 14.000 RPM hıza kadar ulaşan pratik, kompakt ve güvenilir bir laboratuvar asistanıdır.

Bu yüksek hızlı santrifüj, mikro santrifüj tüplerinin santrifüjlenmesi için tasarlanmıştır.

Kullanıcı dostu tasarımı, basit ve kompakt görünümü, düşük gürültülü tasarımı ile sizin için sessiz ve konforlu bir deney ortamı oluşturur.

Genellikle, yaşam bilimi, tıbbi ve kimyasal laboratuvarlarda kullanılmaktadır.

Hassas ve verimli hız kontrolü sayesinde, en yüksek hıza ulaşımı ve en yüksek hızdan durma pozisyonuna geçişi sadece 18sn'de gerçekleştirmektedir.

Özellikler;

Mikroişlemci kontrollü bakım gerektirmeyen fırçasız motor.

Güvenilir motorlu kapı kilitleme sistemi, çalışma sırasında kapının açılmasını önler ve çalışma sonunda kapının otomatik olarak açılmasını sağlar.

Cihazın ön panelinde RPM, RCF ve zaman değerlerini gözlemlemek mümkündür.

IEC 61010 ve ISO 9001 kalite sistemlerine uygun olarak üretilmiştir.

Ünitenin küçük boyutta olması, tezgah üstü kullanım veya soğuk ortamlarda kullanılabilmesini sağlamaktadır.

Teknik Özellikler;

Model	INOMINO-24K
Maks. Kapasite	24 x 2/2.2ml
Maks. Hız	14000 rpm
Min. Hız	200 rpm
Zamanlama Aralığı	1sn - 99dk
Maks. Hıza Ulaşma Süresi	18sn
Maks. Hızdan Durma Süresi	18sn
Ortam Sıcaklığı	5°C-35°C
Maks. Kinetik Enerji	1721nm
Gürültü	<60dB
Güç Kaynağı	110/240V 50/60Hz 200W
Boyut (DxGxY)	230x210x150mm
Ağırlık	8 Kg

