

INOMINO-P25 Mini Plate Santrifüj

Özellikler;

İki konumlu rotoru, kompakt ve ekonomik tasarımı ile INOMINO-P25 Mini Plaka Santrifüjü birçok uygulama için üretilmiştir. Damlacıkları ve yoğuşmayı hızlı bir şekilde aşağı doğru döndürür ve PCR verimini geliştirmek için termal döngüden önce ve sonra kullanılabilir.

Etekli, eteksiz ve tüm standart PCR plakaları yapımını kabul eder ve moleküler laboratuvar için uygundur.

INOMINO-P25, PCR plakalarındaki numunelerin hızlı dönüşleri için tasarlanmıştır.

Öncelikle 96 veya 384 oyuklu plakalar ve küçük hacimlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ayrıca etekli, eteksiz ve yarı etekli stiller için de uygundur.

CE



Teknik Özellikler;

Model	INOMINO-P25
Kapasite	2 PCR
Rotor Hızı	2500 RPM
G-Kuvveti	500 xg
Boyut	200x230x193
Ağırlık	3 kg
Güç Kaynağı	120/230V, 50/60Hz

MiniPlate2 Mini Plate Santrifüj



CE

Teknik Özellikler;

Model	MiniPlate2
Rotor Hızı	2200rpm
G Kuveti	480xg
Zamanlayıcı	0 - 10min
Boyut (GxDxY)	290x360x140mm
Güç Kaynağı	AC120V/220V 50-60Hz
Ağırlık	3.6kg
Kapasite	2pcs PCR plates with skirt or Without skirt / Elisa plates 8x0.2ml PCR strip tubes 0.2ml PCR tubes

MiniPlate2 Mini-Plate Santrifüj, dünyada yatay rotor santrifüjü için benzersiz bir tasarım benimsemiştir. Plaka veya tüpler, 2 adet eğim rotor rafı ile rotora yerleştirilir.

Damlacıkları ve yoğuşmayı hızlı bir şekilde aşağı doğru döndürür ve PCR verimini ve diğer testleri geliştirmek için termal döngüden önce ve sonra kullanılabilir. MiniPlate2 işlevselliği, kolay çalıştırma ve konforu bir araya getirir.

Özellikler :

1. Yatay rotor için benzersiz tasarım (Patentli)
2. Aşağıdaki formatları kabul edebilir;
 - Etekli, eteksiz PCR standart plakaları
 - Elisa Plakaları
 - 8x0.2ml PCR strip tüpleri
 - 0.2ml PCR tüpleri
3. 30sn'den daha düşük sürede maksimum hızdan frenleme.
4. 10 dakikaya kadar ayarlanabilir zamanlayıcı.
5. Testleri daha uygun hale getiren kısa dönme ve zamanlama işlemleri.
6. Daha kompakt şekli ve şeffaf PC kapağı ile tasarımı düzene sokun.