

**Yüksek Kapasite ve Yüksek Hızlı Kan
Tüpleri ve PRP için İdeal Santrifüjler**



Özellikler;

FC5000 ve T100 serisi Masaüstü Santrifüjler, Fırçasız DC Motor ve Mikro İşlemci kontrollü sistemi sayesinde güvenilir ve hızlı bir kullanım sunar.

Ön panelinde bulunan Soft-Touch tuşları ve LCD Ekranı sayesinde RPM, RCF, Zaman ve Kapak durumu gibi parametrelerin kontrolünü ve takibini kolaylaştırmaktadır.

Cihazlar gerekli ısıtma denge koruyucu ekipmanları veya hava değişim kanalları sayesinde numunelerin ısınmasının önüne geçerek kontaminasyonları ve benzeri bozulmaları engelleyerek kullanıcıya kaliteli hizmet sağlamaktadır.

Çok sağlam saç ve paslanmaz çelik malzemelerden üretilmiş dış tasarımı, balans kontrolü ve kapak güvenlik sistemleriyle güvenilir ve rahat bir çalışma sunar. Modellerin her biri isteğe uygun çok çeşit rotor kapasiteleriyle hizmet sunmaktadır. FC5000 Serisi, Biyokimyadan Mikrobiyolojiye kadar birçok kullanım alanına uygun olarak üretilmiş bir seridir. Özellikle sağlık merkezleri ve hastanelerde kan tüpleri santrifüjü için ideal çözümlerimizdendir. Santrifüj cihazı 10 kademeli hızlanma ve yavaşlama özelliğine sahiptir.



Teknik Özellikler;

Model	FC5000-1B	FC5000-4	T100-A/1	T100-A/2	T100-C
Maks. Hız (RPM)	5000	5000	10000	16000	16000
Maks. RCF (xg)	4360	5180	11000	18320	18320
Zamanlama Aralığı	1-999dk				
Kontrol	Mikroişlemci Kontrol				
Motor	Fırçasız Motor				
Gürültü	≤60dB	N/A	N/A	N/A	N/A
Güç Kaynağı	AC220V 50Hz 5A		AC220V 50Hz 8A		
Boyutlar (DxGxY)(mm)	510x410x310	670x560x450	510x410x310	310x240x200	370x290x260
Ambalaj Boyutları	515x590x410	N/A	N/A	N/A	N/A
Net Ağırlık (kg)(Rotorsuz)	25,5	62	36	18	24
Brüt Ağırlık (kg)(Rotor ile)	28,5	65	39	21	27