

BRC-5180UT Yüksek Hız Masaüstü Dokunmatik Ekran Santrifüj Rotor Tipleri



Sipariş No.	Rotor Tipi	Maks. Hız (rpm)	Maks. RCF (xg)	Maks. Kapasite
INO518UT-1	Açılır Rotor (Yuvarlak Gode)	4000	2580	4x180ml
INO518UT-2	Mikroplate Rotor (Çerçeve Tipi)	4000	2020	2x3x96 well
INO518UT-3	Mikroplate Rotor (Kutu Tipi)	4000	1980	2x3x96 well
INO518UT-4	Açılır Rotor	5000	4420	4x1x50ml
INO518UT-5	Açılır Rotor	5000	4420	4x1x100ml
INO518UT-6	Açılır Rotor	4000	2820	4x2x50ml
INO518UT-7	Açılır Rotor	4000	2820	4x4x15ml
INO518UT-8	Açılır Rotor	4000	2580	4x6x10/7ml
INO518UT-9	Açılır Rotor	4000	2170	4x6x5ml
INO518UT-10	Açılır Rotor	4000	2580	4x4x10/7ml
INO518UT-11	Açılır Rotor	4000	2170	4x4x5ml
INO518UT-12	Sabit Açılı Rotor	16000	15760	4x8 PCR
INO518UT-13	Sabit Açılı Rotor	15000	21420	6x8 PCR
INO518UT-14	Sabit Açılı Rotor	16000	17480	8x8 PCR
INO518UT-15	Sabit Açılı Rotor	15000	22930	12x8 PCR
INO518UT-16	Sabit Açılı Rotor	15000	22920	40x0.5ml
INO518UT-17	Sabit Açılı Rotor	21000	30910	12x1.5ml
INO518UT-18	Sabit Açılı Rotor	16000	23440	24x1.5ml
INO518UT-19	Sabit Açılı Rotor	14000	20800	30x1.5ml
INO518UT-20	Sabit Açılı Rotor	13000	17930	48x1.5ml
INO518UT-21	Sabit Açılı Rotor	16000	22020	16x5ml
INO518UT-22	Sabit Açılı Rotor	16000	21500	6x10ml
INO518UT-23	Sabit Açılı Rotor	15000	22680	12x10ml
INO518UT-24	Sabit Açılı Rotor	13000	19490	16x10ml
INO518UT-25	Sabit Açılı Rotor	13000	17790	8x15ml (Konik)
INO518UT-26	Sabit Açılı Rotor	11000	14330	12x15ml
INO518UT-27	Sabit Açılı Rotor	5000	3500	24x15ml
INO518UT-28	Sabit Açılı Rotor	5000	3830	30x15ml
INO518UT-29	Sabit Açılı Rotor	14000	19060	6x30ml
INO518UT-30	Sabit Açılı Rotor	13000	18840	6x50ml (Konik)
INO518UT-31	Sabit Açılı Rotor	13000	18730	6x50ml (Yuvarlak)
INO518UT-32	Sabit Açılı Rotor	5000	3860	12x50ml
INO518UT-33	Sabit Açılı Rotor	13000	18940	4x85ml
INO518UT-34	Sabit Açılı Rotor	12000	14850	4x100ml
INO518UT-35	Sabit Açılı Rotor	10000	11380	6x100ml
INO518UT-36	Sabit Açılı Rotor	12000	15800	24 Kılcal