

IOS Serisi Orbital Çalkalayıcılar



Özellikler;

IOS-1000 / IOS-2000 Orbital Çalkalayıcılar, verimli yörünge hareketi sağlayan güçlü bir değişken hızlı çalkalayıcıdır. Hız ve zaman mikroişlemci kontrolü altında. IOS-1000 / IOS-2000 çalkalayıcılar soğuk oda veya inkübatör içerisinde de kullanılabilir ve farklı laboratuvarlarda mikrobiyoloji, kimya, immünoloji, biyokimya ve moleküler biyoloji olarak uygulanabilir. Dijital panel ile hız kontrolü sağlar ve DC fırçasız motoru sayesinde daha sağlıklı ve hijyenik çalışmalar yapmanıza imkan tanır.

Platformlar ;

Platform Tipi	Açıklama
PP-1	Kaymaz mat kauçuklu platform
PP12-100	100-150ml Şişeler için kelepçeli platform
PP06-250	250-300ml Şişeler için kelepçeli platform
UP-1	Farklı şişeler için ayarlanabilir çubuklu evrensel platform
MP-1	Yaylı platform

Teknik Özellikler ;

Model	IOS-1000	IOS-2000
Çalkalama Hızı	50-300 rpm	50-250 rpm
Yörünge	10mm	20mm
Zamanlayıcı	1dk - 99s59dk	
Motor	DC Fırçasız Motor	
Maks. Yükleme Kapasite	2.5 kg	
Güç Kaynağı	50W	
Boyutlar (GxDxY)	280x270x110mm	
Weight	7.5 kg	

