

Çoklu & Mini Vorteksler



Multi-V1 Çoklu Vorteks Süspansiyonlarda, Kliniklerde, Çevre ve Kimya Laboratuvarlarında yüksek verim testlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Programlanabilir titreşim modu, kullanıcıların titreşim özelliğini 1 - 59 saniye arasında 1 saniye aralıklarla ayarlamalarını sağlar. Bu özellik, daha kuvvetli bir karışım oluşturarak vorteks eylemini geliştirir.



Multi-V1 Çoklu Vorteks geliştirildiği mikroişlemci kontrolü ile daha tutarlı ve homojen bir karıştırma işlemi sağlar. Sahip olduğu LCD Ekran, işlem adımlarının dakika ve hız olarak gözlemlenmesine imkan tanır



Teknik Özellikler;

Model	Multi-V1
Karıştırma Yörüngesi	3.6mm
Hız Aralığı	500 - 2500rpm
Zamanlayıcı Aralığı	1dk - 99s59dk
Hız Doğruluğu	10rpm
Maks. Ağırlık Kapasitesi	4.5kg
Tabla Boyutu (GxD)	310 x 180mm
Boyut (GxDxY)	426x250x480mm
Ağırlık	21.5kg
Güç Gereksinimi	60W

Köpük Tüp Tutucu Tipleri;

Tip	Tüp Kapasitesi	Boyutlar (mm)
Mini-V101	50 x Ø10mm	245x132x45
Mini-V102	50 x Ø12mm	245x132x45
Mini-V103	50 x Ø13mm	245x132x45
Mini-V104	50 x Ø16mm/15ml	245x132x45
Mini-V105	15 x Ø25mm	245x132x45
Mini-V106	15 x Ø29mm/50ml	245x132x45
Mini-V100	Tepsi altlığı seti (Alt & Üst)	305x178.5x2



Mini-V1 Vorteks her laboratuvarında ihtiyaç duyulan, küçük boyutu ile her laboratuvarında kendisine yer bulabilecek, kompakt, kolay kullanım ve ekonomik fiyatı ile çok tercih edilen bir modeldir.

2500rpm sabit hız, hiçbir karıştırma gücünden ödün vermemesini sağlar.

Sürekli kullanım için titreşimi istediğiniz seviyede ayarlayabilir ve kullanım sağlayabilirsiniz. Anlık ve kısa çalışmalar için ise Bas-Kullan özelliğini kullanmak için tek yapmanız gereken tüpü vorteksleme alanına hafifçe bastırmaktır. 15ml'ye kadar tüm tüpler için güçlü vorteksleme sağlar.

Teknik Özellikler;

Model	Mini-V1
Çalışma Şekli	Sürekli / Kısa Süreli (Bas-Çek)
Çalkalama Yörüngesi	Orbital, 3mm
Hız Aralığı	800 - 2500rpm
Boyut (mm)	74 x 91 x 84
Voltaj	DC6V
	(4ad. 1.5V çift A batarya)
Ağırlık	0.35Kg

