

INOMeltP-300 Erime Noktası Tayin Cihazı

Özellikler;

Saflığın ölçülmesinin en önemli yöntemlerinden birisi, erime noktasının ölçülmesidir. INOMeltP-300 bunu sağlamak amacıyla üretilmiş olup, hizmet vermektedir.

INOMeltP-300 cihazı, ilaçların, boya malzemelerinin, parfümlerin vb diğer organik kristal maddelerin üretiminde kullanım görmektedir.

Ön panel üzerinde bulunan LCD ekran, erime eğrisinin doğrudan görüntülenmesini ve takip edilmesini kullanıcıya sunmaktadır. Ayrıca sahip olduğu donanım ile dijital klavyeden giriş yapabilmeye imkan tanı

INOMeltP-300, aynı anda 3 farklı örneği ölçebilir ve otomatik olarak başlangıç ve son erime noktalarının ortalama değerini hesaplayabilir.



CE

Teknik Özellikler;

Model	INOMeltP-300
Erime Noktası Ölçüm Aralığı	RT - 300°C
Doğrusal Isınma Oranı	0.2 - 5.0°C/dk
<200°C'de Sıcaklık Doğruluğu	±0.5°C
200°C - 300°C'de Sıcaklık Doğruluğu	±0.8°C
Gösterim Doğruluğu	0.1°C
Ambalaj Boyutu	500x500x400mm
Ağırlık	20 Kg

AT-220 Analitik Hassas Terazı

Özellikler;

AT-220 Elektronik Hassas Terazı, sahip olduğu elektromanyetik tartı sensörü ile ölçümlerinizin doğru şekilde tartıldığını garanti eder.

Sahip olduğu RS232 dahili çıkış arayüzü sayesinde sonuçlarınızı yazıcı veya bilgisayar ortamına aktarmanızı sağlar.

Tam otomatik algılama fonksiyonu ile kullanıcılara emniyetli bir çalışma sağlar.

Yeni yapı ve yumuşak arka ışıklı LCD Ekran, kolay ve olağanüstü performans sunar.

AT-220 Hassas Terazı sayma, birim dönüştürme, yüzde ve tartma gibi çeşitli uygulamalarda ihtiyacınız olan gereksinimi ortadan kaldırır.

Teknik Özellikler;

Model	AT-220
Maks. Tartma Ağırlığı	220g
Minimum Okuma Oranı	0.0001mg
Yükleme Ölçek Boyutu	90mm
Ana İşlevler	Dara, kalibrasyon, otomatik arıza tespiti, aşırı alarm vb.
Çıkış Arayüzü	RS232C
Ortalama Boyut (DxGxY)	360x220x350mm
Güç Kaynağı	AC220V 50Hz
Ağırlık	8 kg



CE