

IMK Serisi Tekli & Çoklu Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcılar

CE



IMK-2

Özellikler;

Yeni karıştırma teknoloji ile geliştirilmiş IMK Serisi Çoklu Manyetik Karıştırıcılar, mükemmel kimyasal dayanıma sahip paslanmaz çelik ve seramik malzemelerden üretilmiştir. IMK Serisi denetimsiz çalışmaya uygun olarak üretilmiştir. Her bir karıştırma noktasının bağımsız hız kontrolü ve arkadan aydınlatmalı LCD ekranı mevcuttur. Çoklu modlar, dış etkenler nedeniyle karıştırma fonksiyonunun değişmemesini sağlar. Mikroişlemci teknolojisi ile maksimum kontrol doğruluğunu garanti eder. Isı transfer sıvısı ve ortam için sıcaklık sensörü mevcuttur. (PT100) Cihaz kapatıldığında yüzeyin sıcaklık değerini gösteren uyarı ekranı sayesinde güvenli bir çalışma alanı sağlar.

Multi IMK Serisi Teknik Özellikler ;

Model	IMK-2	IMK-4	IMK-6
Hız Aralığı (rpm)		100 - 1600	
Hız Görüntüleme Doğruluğu (rpm)		1	
Ayarlanabilir Sıcaklık Aralığı (OS'da)		0°C - 350°C	
Sıcaklık Görüntüleme Doğruluğu		0.1°C	
Sıcaklık Kontrol Doğruluğu		1°C	
Isı Sensörü ile Sıcaklık Kontrol Doğruluğu		0.2°C	
Isıtma Hızı (1L)(K/dk)		6	
Karıştırma Noktası Pozisyon Miktarı	2	4	6
Maks. Karıştırma Hacmi (H ₂ O)(L)		5	
Karıştırma Tabla Boyutları (mm)		30	
İzin Verilen Ortam Sıcaklığı		5°C - 40°C	
İzin Verilen Ortam Nemi		80%	
Güç Kaynağı		AC110/220V 50/60Hz	
Boyutlar (mm)	340x240x90	620x300x100	960x240x110
Ağırlık	6	10	14

Tekli IMK Teknik Özellikler ;

Model	IMK-20
Hız Aralığı (rpm)	100 - 1600
Hız Görüntüleme Doğruluğu (rpm)	1
Ayarlanabilir Sıcaklık Aralığı (OS'da)	0°C - 350°C
Sıcaklık Görüntüleme Doğruluğu	0.1°C
Sıcaklık Kontrol Doğruluğu	1°C
Isı Sensörü ile Sıcaklık Kontrol Doğruluğu	0.2°C
Isıtma Hızı (1L)(K/dk)	6
Maks. Karıştırma Hacmi (H ₂ O)(L)	20
Karıştırma Tabla Boyutu (mm)	80
İzin Verilen Ortam Sıcaklığı	5°C - 40°C
İzin Verilen Ortam Nemi	80%
Güç Kaynağı	AC110/220V 50/60Hz
Boyut (mm)	310x180x110
Ağırlık	3.5 Kg

CE

