

INO-BM-2CA Binoküler Biyolojik Mikroskop**Özellikler;**

Mikroskop, mikroorganizmaların (bakteri, virüs, mantar, protozoa ve benzeri) ve dokuları oluşturan hücrelerin büyüklüklerinin belirlenmesini sağlamaktadır. Bu canlıların büyüklükleri, uluslararası metrik sisteme ait, birbirine dönüştürülebilir ölçü birimlerinden yararlanılarak ifade edilmektedir.

Binoküler Biyolojik Mikroskoplar günümüzde her çeşit laboratuvar ortamında kullanılmakla birlikte, çoğunlukla temel eğitim, lise ve üniversitelerin bazı bölümlerindeki öğrenci laboratuvarlarında ve bilimsel araştırma laboratuvarlarında kullanılmaktadır.

**Teknik Özellikler;**

Model	INO-BM-2CA
Göz Mercekleri	10X Büyütme, 18mm Görsel Alan Çapı 16X Büyütme, Her Çiftin 11mm Görüş Çapı
Büyütme	40x - 1600x
Standart Yağ Izgara Değerleri	0.1mm
Mekanik Boru Uzunluğu	160mm
Kondenser Lens Sayısal Açıklığı (NA)	1.25
Kaba ve İnce Odaklanma Mekanizması	Odak Menzili: 15mm Düz Alan Merceği: 10x18 Mikro Izgara Değerleri: 0.002mm
Çalışma Masası	Yatay: 125mm Boyuna: 115mm
Hareket Aralığı	Yatay: 60mm Boyuna: 30mm
Boyut (DxGxY)	350x300x450mm
Ağırlık	10Kg